

6.3.1 ต้องจัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์ตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ หรือตามมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลมีแผนบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ตามมาตรฐาน และมีระบบการตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือแพทย์โดยเจ้าหน้าที่ประจำแต่ละหน่วยงานของโรงพยาบาล

แผนสอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

ประจำปี 2569-2573

เดือน/ปี พ.ศ.	2569	2570	2571	2572	2573
มกราคม					
กุมภาพันธ์			21-25 ก.พ.	12-16 ก.พ.	4-8 ก.พ.
มีนาคม	9-13 มี.ค.	1-5 มี.ค.			
เมษายน					
พฤษภาคม					
มิถุนายน					
กรกฎาคม					
สิงหาคม					
กันยายน					
ตุลาคม					
พฤศจิกายน					
ธันวาคม					

ผลการดำเนินการสอบเทียบจากช่างบริษัทภายนอก



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พรี่เว้นท์ แอนด์ แคลิเบรชั่น
AT PREVENT & CALIBRATION LIMITED PARTNERSHIP
276 หมู่ 21 หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-347632 , 062-9316284 โทรสาร 043-347632
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0403559003781

รายการจำนวนเครื่องมือที่ทำการทดสอบ/สอบเทียบและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) แบ่งเครื่องมือออกเป็นออกเป็น 2 ส่วน คือ

❖ เครื่องมือส่วนของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

- รายการเครื่องมือที่ทำการ ทดสอบ / สอบเทียบ และ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
 - จำนวน520..... เครื่อง
- รายการเครื่องมือที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อย่างเดียว
 - จำนวน75..... เครื่อง

(หมายเหตุ คือ เครื่องมือส่วนนี้อาจชำรุดหรือ เกิดข้อผิดพลาดในระบบ ควรแก้ไขหรือส่งซ่อมก่อนนำกลับไปใช้งาน)

❖ เครื่องมือส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

- รายการเครื่องมือที่ทำการ ทดสอบ / สอบเทียบ และ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
 - จำนวน เครื่อง
- รายการเครื่องมือที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อย่างเดียว
 - จำนวน เครื่อง

(หมายเหตุ คือ เครื่องมือส่วนนี้อาจชำรุดหรือ เกิดข้อผิดพลาดในระบบ ควรแก้ไขหรือส่งซ่อมก่อนนำกลับไปใช้งาน)

❖ สรุปรวม

- สรุปเครื่องมือที่ทำการ ทดสอบ / สอบเทียบ และ การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
 - รวมทั้งหมด520..... เครื่อง
- รายการเครื่องมือที่ทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) อย่างเดียว
 - รวมทั้งหมด75..... เครื่อง

❖ จำนวนเครื่องมือของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต รวมทั้งหมด 595 เครื่อง

ลงชื่อ.....
(นายอาทิตย์ พระลับรักษา)
พนักงานฝ่ายสอบเทียบ

report รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต.xlsx											
Done											
สรุป	รวมทั้งหมด	Palliative Care		กายภาพบำบัด	คลินิกให้คำปรึกษา	จิตเวชและยาเสพติด		จ่ายกลาง	ตึกชาย	ตึก	
Infusion Pump	hawkmed	HK-100II	01179025	6515-025-1001/80	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Nebulizer	Pulmo-Aide	5650I	17001503	6515-003-4402/28	สูง	FAIL	-	ไม่พร้อมใช้งาน	แดง	- ไม่มีฟิเตอร์อากาศ	
Nebulizer	Pulmo-Aide	5650I	117001504	6515-003-4402/21	สูง	FAIL	-	ไม่พร้อมใช้งาน	แดง	- ฟิเตอร์อากาศเสื่อมสภาพ	
Infusion Pump	Osen	OIP-900	I-210910121	6515-025-1001/69	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Examination Lamp	-	-	202403004	6530-005-1111/23	พื้นฐาน	PASS	-	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Infusion Pump	hawkmed	HK-T100	20002725	6515-025-1001/83	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Infusion Pump	Osen	OIP-900	I-220427007	6515-025-1001/77	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Infusion Pump	Osen	OIP-900	I-220427009	5-025-1001/76	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Infusion Pump	BodyGuard	323	B 28212	6515-025-1001/23	สูง	FAIL	-	ไม่พร้อมใช้งาน	แดง	- เครื่องชำรุด Error 23	
Infusion Pump	TOP	TOP-2200	HL 23159 S	6515-025-1001/24	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Infusion Pump	BodyGuard	323	B02363	6515-025-1001/41	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งานแต่ต้องระวัง	ส้ม	- Set NIPRO 20 Drops สอนเพิ่ม	
Infusion Pump	BodyGuard	323	B02362	6515-025-1001/42	สูง	PASS	FAIL	ไม่พร้อมใช้งาน	แดง	- สบเทียบไม่ผ่าน	
Blood Pressure Monitor	InBody	BPBIO320	B825002159	6515-069-0008/17	พื้นฐาน	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Adult Weight	NAGATA	BW-1410I	F126871	6530-008-0821/9	พื้นฐาน	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Patient Monitor	GOLDWAY	G30	CN44006472	6515-029-0101/54	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Patient Monitor	MEDIANA	YM6000	115514120001	6515-029-0101/36	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Patient Monitor	MEDIANA	YM6000	115511120001	6515-029-0101/17	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งานแต่ต้องระวัง	ส้ม	- จอแสดงผลเริ่มเสื่อมสภาพ	
Patient Monitor	COMEN	C86	KF220509069	6515-044-0007/70	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Suction	-	SAM 14	0108-0219	6515-035-0206-18	พื้นฐาน	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Defibrillator	NIHON KOHDEN	TEC-5521K	06984	6515-027-3002/4	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งานแต่ต้องระวัง	ส้ม	- จอแสดงผลเริ่มเสื่อมสภาพ	
Blood Pressure Monitor	Terumo	-	2A3402031	6515-069-0008/5	พื้นฐาน	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Refrigerator	SAMSUNG	RT20FGRV	54804DADC00375N	4110-001-0001/62	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Hematocrit Centrifuge	Hettich	210	0012793-03-00	6515-006-0002/13	ปานกลาง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Centrifuge	KOKUSAN	H-19	150961	6515-006-0002/19	ปานกลาง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Centrifuge	KOKUSAN	H-19	150738	6515-014-000/3	ปานกลาง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Centrifuge	KOKUSAN	H11ING	143947	6515-014-0001/2	ปานกลาง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Refrigerator	Haier	SC-1400PCS2-LS-V	22FZn8k4281	4110-001-0001/90	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Refrigerator	LG	-	101INGQ00063	4110-001-0001/50	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Refrigerator	SANYO	MPR-214F	50912840	6515-033-2151/2	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Blood Bank Refrigerator	FAZZINI	FFE-4V626	25220037C	6515-033-0019/3	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Deep Freezer	CHEST FREEZER	SCF-0215	F001022022	6515-033-013/1	สูง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Centrifuge	DiaMed	Diacent-12	1001213	6515-006-0002/8	ปานกลาง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Incubator	Memmert	IN110	-	6515-037-0201/2	ปานกลาง	PASS	PASS	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Dry Bath	Safetech	-	-	6515-038-5003/3	พื้นฐาน	PASS	PASS	พร้อมใช้งานแต่ต้องระวัง	ส้ม	- ปุ่ม STAR - STOP ชำรุด	
Otoscope	Riester	-	-	6515-022-1104/20	พื้นฐาน	PASS	-	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Otoscope	Riester	-	-	6515-022-1104/21	พื้นฐาน	PASS	-	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Otoscope	Riester	-	-	6515-022-1104/22	พื้นฐาน	PASS	-	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Otoscope	Riester	-	-	6515-022-1104/23	พื้นฐาน	PASS	-	พร้อมใช้งาน	เขียว		
Blood Pressure Monitor	Terumo	-	BR21L03543	6515-069-0008/8	พื้นฐาน	PASS	PASS	พร้อมใช้งานแต่ต้องระวัง	ส้ม	- บรีดเจอร์ชำรุด	

รายการ	สับคาร์ทที่ 1		สับคาร์ทที่ 2		สับคาร์ทที่ 3		สับคาร์ทที่ 4		สับคาร์ทที่ 5	
	ใช้ได้	ชำรุด	ใช้ได้	ชำรุด	ใช้ได้	ชำรุด	ใช้ได้	ชำรุด	ใช้ได้	ชำรุด
1.แยก 1	/		/		/					
2.แยก 2	/		/		/					
3.ห้องน้ำ 1	/		/		/					
4.ห้องน้ำ 2	/		/		/					
5.ห้องอาบน้ำ 1	/		/		/					
6.ห้องอาบน้ำ 2	/		/		/					
7.ห้องอาบน้ำฝักบัว	/		/		/					
8.เตียง 1-2	/		/		/					
9.เตียง 3-4	/		/		/					
10.เตียง 5-6	/		/		/					
11.เตียง 7-8	/		/		/					
12.เตียง 9-10	/		/		/					
13.เตียง 11-12	/		/		/					
14.เตียง 13-14	/		/		/					
15.เตียง 15-16	/		/		/					
16.เตียง 17-18	/		/		/					
17.เตียง 19-20	/		/		/					
18.เตียง 21-22	/		/		/					
19.เตียง 23-24	/		/		/					
20.พิเศษ 1 หัวเตียง	/		/		/					
21.พิเศษ 1 ห้องนอน	/		/		/					
22.พิเศษ 2 หัวเตียง	/		/		/					
23.พิเศษ 2 ห้องนอน	/		/		/					
24.พิเศษ 3 หัวเตียง	/		/		/					
25.พิเศษ 3 ห้องนอน	/		/		/					
26.พิเศษ 4 หัวเตียง	/		/		/					
27.พิเศษ 4 ห้องนอน	/		/		/					
28.พิเศษ 5 หัวเตียง	/		/		/					
29.พิเศษ 5 ห้องนอน	/		/		/					
30.พิเศษ 6 หัวเตียง	/		/		/					
31.พิเศษ 6 ห้องนอน	/		/		/					
ผู้ตรวจสอบ	ก๊าด		ก๊าด		ก๊าด					
วัน เดือน ปี	1/04/69		9/04/69		21/04/69					



ภาพการตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือแพทย์โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน