

6.1.4 เครื่องมือมาตรฐานในงานบำรุงรักษาเครื่องมือทางการแพทย์มีความเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลิตหรือตามมาตรฐานของวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หรือตามประกาศของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเครื่องมือมาตรฐานต้องสามารถสอบกลับผลการวัดได้





Preventive Maintenance Report

Department : โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

Date : 18 February 2025

Equipment : Defibrillator

Serial No : CN32679275

เลขครุภัณฑ์ : 6515-023-0005/2

Province : สกลนคร

Section : ตึกหญิง

Manufacture : PHILIPS

Model : Efficia DFM100

ID. No : DEF-WFM-001

รายละเอียดการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค		รายละเอียดการตรวจเช็ค	ผลการตรวจเช็ค	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน		ผ่าน	ไม่ผ่าน
การตรวจเช็คทั่วไป			อุปกรณ์ประกอบ		
1. เช็คไฟ AC / Adapter	☒	☐	12. อุปกรณ์วัดความดัน	☒	☐
2. เช็ค Battery / เช็คถ่าน	☒	☐	13. อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ	☐	☐
3. ปุ่มเปิด - ปิด	☒	☐	14. อุปกรณ์วัด (EKG)	☒	☐
4. การ Self Test ของระบบ	☒	☐	15. อุปกรณ์ปล่อยพลังงาน	☒	☐
5. หน้าจอแสดงผล 2/ค/ป. - เวลา	☒	☐	16. แผ่นอิเล็กทรอนิกส์ (DEF)	☐	☐
ฟังก์ชันการวัด			17. อุปกรณ์วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด	☒	☐
6. วัดความดันโลหิต (BP)	☒	☐	18. สัญญาณเตือน	☒	☐
7. วัดอุณหภูมิ (TEMP)	☐	☐	19. สัญญาณแสดงการทำงาน	☒	☐
8. วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)	☒	☐	20. ฉลาก / เครื่องหมาย	☒	☐
9. วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (PUO)	☒	☐	21. ระบบกราวด์ 0.5 ohm	☐	☐
10. ให้สารละลาย	☐	☐	22. การรั่วของกระแสไฟฟ้า	☐	☐
11. วัดการปล่อยพลังงาน (DEF)	☒	☐	23. ทำความสะอาดเครื่อง	☒	☐
			24. การหล่อลื่นจุดหมุนกลไกต่าง ๆ	☐	☐
			25. ปรับเทียบมาตรฐาน / ปรับจูนแก้ไข	☐	☐
			26. เปลี่ยนวัสดุตามอายุ	☐	☐
			27. เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ	☐	☐

สถานะ : ☒ เขียว ☐ ส้ม ☐ แดง

หมายเหตุโดยรวม : พร้อมใช้งาน

ผู้บำรุงรักษา : (✓) Mr.Kittaphat Phimpho

AT Prevent & Calibration, 276 Moo 21, Sila, Amphoe Mueang, Khon Kaen, 40000.